



**MHS**  
MEDIZINHANDEL

Biopsie

Drainage

Führungsdrähte

Gynäkologie

Mammographie

Spezialprodukte & Zubehör

# Biopsie

## Tru-Core™ II Automatisches Biopsieinstrument

---



---

Tru-Core™ II Automatisches Biopsieinstrument

Das Tru-Core™ II Biopsieinstrument kann einfach mit einer Hand bedient werden und ist damit ideal für Anwendungen unter Ultraschall. Dank der Kompaktheit und des niedrigen Gewichtes ist es ideal für Kernbiopsien unter CT-Kontrolle.

- Durch die einfache Zug/Schub -Bedienung der Bedienelemente ist das Gerät für den Einhandbetrieb geschaffen.
- Ein 22 mm Vorschub mit einer 19 mm großen Probenkerbe liefert ausreichend Gewebe für die klinische Diagnose.
- Dank der geringen Größe ist das Tru-Core™ II mit den meisten senkrecht stehenden stereotaktischen Geräten kompatibel.
- Jedes Instrument hat eine echogene Spitze für eine präzise Platzierung unter Ultraschall.
- Die Nadeln sind farblich kodiert, damit die Nadelgröße schnell erkannt wird. Dies ist im Fenster unten am Gerät sichtbar.

Tru-Core™ automatisches Biopsieinstrument		VE: 10 Stück
Artikelnummer	Größe	opt. koaxiale Einführradel
7631 20 100X	20G (0.9 mm) x 10 cm	MCXS2010TY
7631 20 160X	20G (0.9 mm) x 16 cm	MCXS2016TY
7631 20 200X	20G (0.9 mm) x 20 cm	
7631 18 100X	18G (1.2 mm) x 10 cm	MCXS1810TX
7631 18 160X	18G (1.2 mm) x 16 cm	MCXS1816TX
7631 18 200X	18G (1.2 mm) x 20 cm	MCXS1820TX
7631 16 100X	16G (1.6 mm) x 10 cm	MCXS1610TX
7631 16 160X	16G (1.6 mm) x 16 cm	MCXS1616TX
7631 16 200X	16G (1.6 mm) x 20 cm	
7631 14 100X	14G (2.0 mm) x 10 cm	MCXS1410TX
7631 14 160X	14G (2.0 mm) x 16 cm	MCXS1416TX
7631 14 200X	14G (2.0 mm) x 20 cm	

Optionale koaxiale Einführradel		VE: 10 Stück
Artikelnummer	Größe	
MCXS2010TY	19G (1.0 mm) x 5.4 cm	
MCXS2016TY	19G (1.0 mm) x 11.4 cm	
MCXS1810TX	17G (1.4 mm) x 5.1 cm	
MCXS1816TX	17G (1.4 mm) x 11.1 cm	
MCXS1820TX	17G (1.4 mm) x 15.1 cm	
MCXS1610TX	15G (1.8 mm) x 5.1 cm	
MCXS1616TX	15G (1.8 mm) x 11.1 cm	
MCXS1410TX	13G (2.3 mm) x 5.1 cm	
MCXS1416TX	13G (2.3 mm) x 11.1 cm	

MHS-Medizinhandel Strausberg GmbH & Co.KG

Lehmkuhlerring 36  
D-15344 Strausberg

Telefon: +49 (3341) 21 59 95  
Fax: +49 (3341) 21 59 96  
E-Mail: [info@mhs-strausberg.de](mailto:info@mhs-strausberg.de)